

NOUVELLE TECHNIQUE DE RAJEUNISSEMENT

Stopper les rides à domicile

Après les peelings dermocosmétiques réalisables à domicile, les promesses antirides et repulpantes des crèmes de beauté qui transfigurent les peaux fripées en peaux de pêche, les femmes peuvent désormais profiter d'un appareil professionnel de rajeunissement qui a fait ses preuves anti-âge chez les médecins et chirurgiens esthétiques.

LA TECHNOLOGIE Tripollar bouleverse depuis quelques années les traitements rajeunissants proposés par les médecins et les chirurgiens esthétiques dans leur cabinet. Il s'agit d'ondes radio de faible intensité émises en trois dimensions : des électrodes délivrent de l'énergie qui se con-

centre à une profondeur déterminée au cœur de l'épiderme. Cette technologie de radiofréquence tripolaire diffuse de la chaleur sans risque de lésions de la surface cutanée, et chauffe la peau jusqu'à l'hypoderme afin de stimuler la production et la synthèse de collagène et de l'élastine.

Issu de cette technologie, **Stop** est un appareil professionnel mis à la disposition du grand public par la Société Ultragen. Muni de quatre électrodes, il envoie quatre rayons de faible intensité dans le derme, la peau est alors légèrement chauffée (environ 40°). Cette chaleur induit une augmentation de l'activité des fibroblastes et donne des résultats immédiats grâce à une rétractation du collagène. D'où un effet rajeunissant, en même temps la peau est plus douce et le teint

plus lumineux. A plus long terme (4 à 6 semaines), cette technique entraîne le formation de nouvelles fibres élastiques, d'où un épiderme plus souple, plus dense, plus ferme, et un visage au contour redessiné. Les rides et les rides sont diminuées.

Ce traitement indolore et non invasif est totalement sûr, et il est applicable à tous types de peaux au niveau du visage (à l'exception des paupières), du cou et des mains. Son emploi est contre-indiqué chez les femmes enceintes et les personnes ayant des maladies de peau, un cancer cutané, des problèmes cardiaques, ou porteuses de stimulateurs cardiaques. Stop a fait l'objet d'études cliniques et histologiques toutes aussi concluantes, tant sur les résultats immédiats que sur les résultats à long terme, avec un taux de satisfaction record des utilisatrices qui considèrent à 91 % le traitement confortable à très confortable. Le kit Stop inclut l'appareil de traitement ainsi que deux crèmes : le gel de préparation, seul à pouvoir être utilisé avec Stop, et la crème hydratante pour les soins post-traitement.

> C. N.

D'après une conférence d'Ultragen. N° lecteurs 01.48.63.59.28. www.stop-online.fr. Prix public : 490 euros. Points de vente : pharmacies et parapharmacies, instituts Dessange, Darty.

Un emploi simplissime

Traitement de 15 minutes, deux à trois fois par semaine.

- Etaler le gel conducteur préparatoire en fine couche sur le visage.
- Mettre en marche l'appareil et choisir la puissance : basse, moyenne ou forte.
- Effectuer des mouvements lents et réguliers pendant 5 à 7 minutes, successivement sur chaque zone du visage, en veillant à maintenir les quatre électrodes en contact avec la peau, et jusqu'à obtenir la température optimale [un voyant orange s'allume].
- Continuer à effectuer en continu de petits mouvements sur l'ensemble du visage pendant 8 à 10 minutes pour maintenir le niveau de chaleur.
- Retirer le gel avec de l'eau savonneuse et appliquer la crème hydratante post-Stop.